

町内の AED ケース内に、三角巾及びリーフレットを設置しました。

【リーフレット表面】

# 人にかぶせて お使いください



【お問い合わせ】 利根町役場 防災危機管理課

0297-68-2211

【資料提供】 東京都多摩府中保健所

【監修】 公益財団法人 日本 AED 財団

【リーフレット裏面】

## 女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

**素肌に直接貼り付ける**  
ことができれば、**ブラジャーを外す必要はありません。**  
服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。

**金属製品**（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。  
パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。



パッドを貼った後に  
上から上着やタオルなどを  
かけても大丈夫です。

### その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ベースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

# フィリップス社製 (PHILIPS) ハートスタート FRx+e の収納状況

## 外面



## リーフレットと三角巾の収納状況



この位置に収納されています。

# 日本光電社製 AED-3100 の収納状況

## 外面



## リーフレットと三角巾の収納状況



この位置に収納されています。